


WX08 微型蠕动泵



微信公众号



WX08 微型蠕动泵

- 泵头材料采用高性能塑料，强度高，耐腐蚀耐老化性能优异；
- 结构设计紧凑，体积小，重量轻；
- 微型直流电机驱动，控制简单，噪音小；
- 能耗低，可用干电池驱动。

技术参数


流量	≤3ml/min
适用软管	1.6×0.8mm (内径×壁厚)
软管材质	Silicone、Viton
通道数	1
电机	DC3.3V / 1W
寿命	>180h
负载噪音	≤50dB (距离1m, 环境噪音40dB)
出口承压	≤0.05Mpa
入口负压	≤0.03Mpa
负载温升	≤60℃ (连续运行1小时)
其它功能	正反转
工作环境	温度0-40℃, 湿度<80%
重量	15g (含3.3V直流电机, 20cm硅胶管)
外形尺寸	29.5×14.2×18mm

以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得，实际使用受压力、介质特性等具体因素影响，仅供参考。



外形尺寸图

单位: mm



声明: 我们相信本资料所包含的信息是准确无误的。雷弗对其中的任何错误不承担责任。雷弗保留在不经事先通知的情况下随时修改和增删本资料的权利。